



# Conseils utiles pour l'utilisation des capteurs

POURQUOI PIQUER, QUAND VOUS POUVEZ SCANNER ?<sup>1</sup>

Les capteurs adhèrent mieux lorsque vous lavez, nettoyez et séchez votre peau avant l'application

## 1. LAVER

N'utilisez que des **savons non hydratants et sans parfum** pour nettoyer la zone où vous allez appliquer le capteur

## 2. DÉSINFECTER

Utilisez une **lingette imbibée d'alcool** pour nettoyer la zone et laissez la peau sécher à l'air libre.

## 3. SÉCHER

**Laissez votre peau sécher totalement** avant d'appliquer le capteur. Ceci est particulièrement important si vous prévoyez d'appliquer le capteur après une douche ou une séance de natation.



## AVANT D'APPLIQUER LE CAPTEUR :

- Assurez-vous de choisir une zone d'application approuvée - l'arrière du haut du bras
- N'utilisez pas de lotion ou de crème corporelle là où vous appliquerez le capteur, car il peut laisser un résidu gras sur la peau.
- Rasez les poils en excès du bras, car ils peuvent se coincer entre l'adhésif du capteur et la peau



life. to the fullest.\*

Abbott

1. Le scan ne requiert pas l'utilisation de gilettes. La calibration du système FreeStyle Libre est faite directement en usine. Des piqûres au doigt sont nécessaires si les mesures et alarmes de glucose ne correspondent pas aux symptômes ou aux attentes. Les images sont données à titre d'illustration. Il ne s'agit pas de vrais patients ou professionnels de la santé.



# Conseils pour maintenir votre capteur en place



## PRUDENCE

Veillez à ne pas accrocher votre capteur à une porte, une porte de voiture, une ceinture de sécurité ou les bords des meubles



## SÉCHAGE DÉLICAT

Après une douche ou une séance de natation, faites attention lorsque vous vous séchez pour éviter d'accrocher ou de retirer votre capteur



## VÊTEMENTS APPROPRIÉS

Essayez de laisser à votre capteur la place pour respirer en portant des vêtements amples et des matériaux légers



## SPORTS DE CONTACT ET EXERCICE INTENSE

Assurez-vous de sélectionner une zone à l'arrière de votre bras qui minimisera le risque d'accrochage, et envisagez d'utiliser un bandage supplémentaire et/ou l'un des éléments de la page précédente



## MOUVEMENTS LENTS

Lorsque vous vous habillez ou déshabillez, veillez à ne pas accrocher vos sous-vêtements au capteur



## NE PAS TOUCHER

Essayez de ne pas jouer, tirer ou toucher le capteur lorsque vous le portez



life. to the fullest.\*

Abbott