






FINAL FACING FOLD

# FreeStyle Lancing Device II

Lancing Device | Dispositif autopiqueur | Dispositivo di puntura | Dispositivo de punción | Stechhilfe | Prikapparaat | Dispositivo de punção | Στυλό τρυπήματος | Lancetar

At-A-Glance | Présentation | Panoramica | De un vistazo | Auf einen Blick | In een oogopslag | Vista geral | Συνοπτικά | Kratak prikaz



ENGLISH

This reference guide demonstrates how to use the FreeStyle Lancing Device II only. The FreeStyle Lancing Device II is for use with FreeStyle Lancets or Thin Lancets. It is designed to minimise fingerstick pain to facilitate compliance with blood sampling requirements. This device is intended for use by individuals to obtain a blood sample. Refer to the User's Manual for complete information about your blood glucose monitoring system and instructions on how to obtain a blood glucose reading.

Lancing Device At-A-Glance (refer to illustrations)

- (A) Depth Setting Dial
- (B) Depth Setting Indicator Window
- (C) Lancing Button
- (D) Cocking/Release Slider
- (E) Lancet Holder
- (F) Lancing Device Cap
- (G) Lancet Cover
- (H) Lancet
- (I) Clear Cap (for Alternative Site Testing)

**Important:** This lancing device is for use on a single person only and not suitable for use by a healthcare professional. Using the same device on multiple persons may lead to infection. Seek help from healthcare professional if you are unable to obtain a blood sample.

Using the Lancing Device

- 1. Remove Lancing Device Cap (F)**  
Snap off the cap on the lancing device at an angle.
- 2. Insert Lancet (H) into Lancet Holder (E)**  
Insert a new lancet firmly into the blue lancet holder cap. (This may cock the device.)
- 3. Twist Off the Lancet Cover (G)**  
Hold the lancing device firmly in place with one hand; use your other hand to twist off the lancet cover.
- 4. Replace Lancing Device Cap (F)**  
Replace the cap until it snaps or clicks into place. Be careful not to touch the exposed needle on the lancet.
- Note: Use the dark cap for finger tests or the clear cap for alternative test sites.**
- 5. Set the Depth Setting (A)**  
The lancing device offers 9 different settings (including half settings). Level 1 is the shallowest depth; Level 5 is the deepest. For finger testing, use a lower number to lance. For alternative site testing, use the clear cap (I) which has a fixed depth setting.
- 6. Cock the Slider (D)**  
Pull back the grey slider until it clicks. (You may have already cocked the device in step 2.) You are now ready to perform a blood glucose test.
- 7. Select Your Preferred Test Site**
  - a. Lancing Your Finger**
    - Hold the lancing device (with the dark cap) firmly against the side of your fingertip.
    - Press the Lancing Button (C).
    - Squeeze your finger, if needed, until a blood drop forms.
    - Refer to your User's Manual for further information on testing with your blood glucose monitoring system.
  - b. Lancing Alternative Test Sites**  
Refer to test strip instructions for use for more information on test sites other than your fingertip.

**Warning:** Test using your fingers. Do not use alternative sites when:  
 • You think you are low (hypoglycaemia) or you suffer from hypoglycaemia unawareness.  
 • Your blood glucose is changing rapidly.  
 • Alternative site results do not match the way you feel.  
 • You are within two hours after eating a meal, taking insulin or exercising.  
 • Report any serious incidents that arise with the use of this device to the Manufacturer and competent authority of the member state where you are located.


*(If your system does not include a clear cap and you require one, contact Customer Care.)*

- To bring fresh blood to the surface of the test site, rub the test site vigorously for a few seconds until you feel it getting warm.
- Press the lancing device (with the clear cap) firmly against the test site.
- Press the Lancing Button (C). Do not lift up.
- Continue to hold the lancing device and gradually increase pressure for several seconds until a blood drop forms.
- Lift the lancing device; be careful not to smear the blood sample.

**Note:** Avoid moles, veins, bones and tendons. Bruising may occur at the test site, if bruising occurs, consider selecting another site.

- 8. Removing the Lancet**
  - Remove the Lancing Device Cap (F).
  - Push the Release Slider (D) downward to detach the lancet from the device.
  - The lancet should be removed and disposed in accordance with local waste regulations.

**Maintenance**  
 Use isopropyl alcohol or soap and water to wipe the outside of the lancing device. If you wish, remove the cap, wash it in warm water and rinse well. Store lancing device in carry case or in a clean and dry environment.  
**Important:** Do not immerse the body of the lancing device in water or any other liquid.



FRONT

FRANÇAIS

Ce guide de référence montre uniquement comment utiliser le FreeStyle Lancing Device II. Le FreeStyle Lancing Device II est prévu pour être utilisé avec les lancettes FreeStyle ou Thin Lancets. Il a été conçu pour limiter la douleur qui survient au moment de la piqûre de l'extrémité du doigt et assurer la conformité aux exigences en matière de prélèvements sanguins. Ce dispositif est destiné à être utilisé par les personnes pour obtenir un échantillon de sang. Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des informations complètes sur le système de surveillance de la glycémie et des instructions sur l'obtention d'un résultat de glycémie.

Présentation du dispositif autopiqueur (consultez les illustrations)

- (A) Molette de réglage de la profondeur
- (B) Lunette de l'indicateur de réglage de la profondeur
- (C) Bouton de piquage
- (D) Curseur d'armement/libération
- (E) Porte-lancette
- (F) Capuchon du dispositif autopiqueur
- (G) Protecteur de lancette
- (H) Lancette
- (I) Capuchon transparent (pour tester à partir d'autres sites de prélèvement)

**Important :** Ce dispositif autopiqueur est prévu pour être utilisé sur une seule personne et ne convient pas pour l'utilisation partagée par des professionnels de santé. L'utilisation du même dispositif chez plusieurs personnes peut produire une infection. Sollicitez l'aide d'un professionnel de la santé si vous ne parvenez pas à obtenir un échantillon de sang.

Utilisation du dispositif autopiqueur

- 1. Retrait du capuchon du dispositif autopiqueur (F)**  
Détachez le capuchon du dispositif autopiqueur en fôtant obliquement.
- 2. Insertion d'une lancette (H) dans le porte-lancette (E)**  
Insérez fermement une nouvelle lancette dans la cupule bleue du porte-lancette. (Ceci peut armer le dispositif.)
- 3. Détachement du protecteur de lancette (G)**  
En tenant fermement en place le dispositif autopiqueur d'une main, faites tourner le protecteur de lancette de l'autre main pour le détacher.
- 4. Remise en place du capuchon du dispositif autopiqueur (F)**  
Remplacez le capuchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Veillez à ne pas toucher l'aiguille décapuchonnée de la lancette.
- Remarque :** Utilisez le capuchon foncé pour tester au niveau des doigts, ou le capuchon transparent pour tester à partir d'autres sites de prélèvement.
- 5. Réglage de la profondeur (A)**  
Le dispositif autopiqueur offre 9 réglages de profondeur différents (y compris des demi réglages). Le niveau 1 correspond au réglage le moins profond ; le niveau 5 au réglage le plus profond. Pour tester au niveau des doigts, piquez en utilisant un niveau peu profond. Pour tester à partir d'autres sites de prélèvement, utilisez le capuchon transparent (I) à réglage de profondeur fixe.
- 6. Armement du curseur (D)**  
Tirez le curseur gris vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (Il est possible que l'étape 2 ait déjà armé le dispositif.) Vous êtes maintenant prêt pour effectuer un test de glycémie.
- 7. Sélectionnez votre site de prélèvement préféré**
  - a. Pour piquer votre doigt**
    - Tenez le dispositif autopiqueur (muni du capuchon foncé) fermement contre le côté du bout de votre doigt.
    - Appuyez sur le bouton de piquage (C).
    - Pressez votre doigt, si nécessaire, pour obtenir une goutte de sang.
    - Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations sur les tests avec votre système de surveillance de la glycémie.
  - b. Pour piquer d'autres sites de prélèvement**  
Consultez le mode d'emploi des électrodes de dosage pour obtenir plus d'informations sur les tests à partir d'autres sites de prélèvement que le doigt.

**Avertissement :** Testez sur vos doigts. N'utilisez pas d'autres sites de prélèvement quand :  
 • Vous pensez que votre glycémie est basse (hypoglycémie) ou vous souffrez d'hypoglycémie asymptomatique.  
 • Vous pensez que votre glycémie change rapidement.  
 • Les résultats obtenus pour d'autres sites de prélèvement ne correspondent pas à vos symptômes physiques.  
 • Le test est effectué dans les deux heures après avoir pris un repas, pris de l'insuline ou fait de l'exercice physique.  
 • Signalez les incidents graves liés à l'utilisation de ce dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de votre pays.

*(Si votre système n'inclut pas un capuchon transparent et que vous en avez besoin, contactez le Service Clientèle.)*

- Pour amener du sang frais à la surface, frottez vigoureusement le site de prélèvement pendant quelques secondes jusqu'à ce que vous sentiez qu'il se réchauffe.
- Appuyez fermement le dispositif autopiqueur (muni du capuchon transparent) contre le site de prélèvement.
- Appuyez sur le bouton de piquage (C). Ne soulevez pas.
- Continuez à tenir le dispositif autopiqueur et augmentez progressivement la pression pendant plusieurs secondes jusqu'à ce qu'une goutte de sang soit obtenue.
- Soulevez le dispositif autopiqueur ; veillez à ne pas étaler l'échantillon de sang.

**Remarque :** Évitez les grains de beauté, les veines, les os et les tendons. Des ecchymoses peuvent apparaître au niveau du site de prélèvement ; dans le cas, envisagez d'utiliser un autre site.

- 8. Retrait de la lancette**
  - Retirez le capuchon du dispositif autopiqueur (F).
  - Poussez le curseur de libération (D) vers le bas pour déloger la lancette du dispositif.
  - La lancette doit être retirée et jetée conformément à la réglementation locale en vigueur sur les déchets.

Entretien

Utilisez de l'alcool isopropylique ou du savon et de l'eau pour essuyer l'extérieur du dispositif autopiqueur. Selon les besoins, vous pouvez retirer le capuchon et le laver à l'eau tiède puis le rincer soigneusement. Conservez le dispositif autopiqueur dans son étui de transport ou dans un lieu propre et sec.  
**Important :** N'immergez pas le corps du dispositif autopiqueur dans de l'eau ou un autre liquide.

ITALIANO

Questa guida di riferimento si limita a dimostrare l'uso del FreeStyle Lancing Device II. Il FreeStyle Lancing Device II è destinato all'uso con lancette FreeStyle o Thin Lancets. È progettato per ridurre il dolore causato dal pungidito al fine di facilitare la conformità con i requisiti per il campionamento del sangue. Questo dispositivo deve essere usato dalle persone per ottenere un campione di sangue. Per informazioni complete sul sistema di monitoraggio della glicemia e per le istruzioni su come ottenere un valore di glicemia consultare il Manuale d'uso.

Panoramica del dispositivo di puntura (fare riferimento alle illustrazioni)

- (A) Rotella per l'impostazione della profondità
- (B) Finestra dell'indicatore per l'impostazione della profondità
- (C) Pulsante di puntura
- (D) Corsore di caricamento/rilascio
- (E) Portalanccette
- (F) Cappuccio del dispositivo di puntura
- (G) Protezione della lancetta
- (H) Lancetta
- (I) Cappuccio trasparente (per i test su siti alternativi)

**Importante:** Questo dispositivo di puntura è destinato esclusivamente all'uso su una sola persona e non è adatto all'utilizzo da parte di personale sanitario. L'uso dello stesso dispositivo su più persone può provocare infezioni. Se non si è in grado di ottenere un campione di sangue, chiedere aiuto al personale sanitario.

Uso del dispositivo di puntura

- 1. Rimuovere il cappuccio del dispositivo di puntura (F).**  
Staccare il cappuccio del dispositivo di puntura tenendolo angolato.
- 2. Inserire la lancetta (H) nel portalanccette (E).**  
Inserire una nuova lancetta saldamente nel portalanccette azzurro. (Questa operazione potrebbe caricare il dispositivo.)
- 3. Girare e staccare la protezione della lancetta (G).**  
Tenere il dispositivo di puntura saldamente in posizione con una mano e utilizzare l'altra mano per far ruotare e staccare la protezione della lancetta.
- 4. Riposizionare il cappuccio del dispositivo di puntura (F).**  
Riposizionare il cappuccio facendolo scattare in posizione. Fare attenzione a non toccare l'ago scoperto della lancetta.
- Nota:** Usare il cappuccio scuro per i test sul dito e quello trasparente per i siti di puntura alternativi.
- 5. Regolare l'impostazione della profondità (A).**  
Il dispositivo di puntura offre 9 impostazioni differenti (include le impostazioni intermedie). Il livello 1 è il più superficiale; il livello 5 è il più profondo. Per i test sul dito, usare un numero di puntura più basso. Per i test su siti alternativi, usare il cappuccio trasparente (I), la cui impostazione di profondità è fissa.
- 6. Caricare il cursore (D).**  
Tirare indietro il cursore grigio fino ad avvertire uno scatto. (È possibile che il dispositivo sia già stato caricato durante la fase 2.) Ora tutto è pronto per eseguire il test della glicemia.
- 7. Scegliere il sito di test preferito.**
  - a. Puntura del dito**
    - Tenere il dispositivo di puntura (con il cappuccio scuro) saldamente e lateralmente alla estremità del dito.
    - Premere il pulsante di puntura (C).
    - Comprimito il dito, se necessario, fino a formare una goccia di sangue.
    - Per maggiori informazioni sul test con il sistema di monitoraggio della glicemia, fare riferimento al Manuale d'uso.
  - b. Puntura sui siti alternativi**  
Per maggiori informazioni sui siti di test diversi dalla punta del dito, fare riferimento alle istruzioni per l'uso delle strisce.

**Avvertenza:** Eseguire i test sulle dita. Non usare siti alternativi quando:  
 • si ritiene di avere valori bassi (ipoglicemia) o si soffre di ipoglicemia inconsapevole;  
 • si ritiene che la glicemia stia cambiando rapidamente;  
 • i risultati ottenuti da siti alternativi non corrispondono ai sintomi avvertiti;  
 • sono trascorse meno di due ore da un pasto, dall'assunzione di insulina o da un'attività fisica;  
 • segnalare qualsiasi incidente grave causato dall'utilizzo di questo dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui si risiede.

*(Se il sistema in uso non include il cappuccio trasparente ed è necessario averne uno, rivolgersi all'Assistenza clienti.)*

- Per fare affluire sangue fresco sulla superficie del sito di puntura, strofinare il punto energeticamente per alcuni secondi, fino a percepire una sensazione di calore.
- Premere il dispositivo di puntura (con il cappuccio trasparente) saldamente contro il sito di puntura.
- Premere il pulsante di puntura (C). Non sollevare.
- Continuare a tenere il dispositivo di puntura e aumentare gradualmente la pressione per alcuni secondi, fino a formare una goccia di sangue.
- Sollevare il dispositivo di puntura e prestare attenzione a non fare sbavare il campione di sangue.

**Nota:** Evitare nei, vene, ossa e tendini. Sul sito di puntura può manifestarsi un livido; in tal caso, prendere in considerazione la scelta di un altro sito.

- 8. Rimozione della lancetta**
  - Rimuovere il cappuccio del dispositivo di puntura (F).
  - Spingere il cursore di rilascio (D) verso il basso per staccare la lancetta dal dispositivo.
  - Le lancette devono essere rimosse e smaltite in conformità ai regolamenti locali in materia di rifiuti.

Manutenzione

Pulire con alcol isopropilico o acqua saponata l'esterno del dispositivo di puntura. Se lo si desidera, rimuovere il cappuccio, lavarlo in acqua calda e sciacquarlo bene. Conservare il dispositivo di puntura nell'astuccio o in un ambiente pulito e asciutto.  
**Importante:** Non immergere il corpo del dispositivo di puntura in acqua o altri liquidi.

ESPAÑOL

Esta guía de referencia solamente muestra cómo utilizar el FreeStyle Lancing Device II. El FreeStyle Lancing Device II debe utilizarse con las lancetas FreeStyle o las Thin Lancets. Está diseñado para reducir el dolor de las punciones de forma que se cumplan con más eficacia los requisitos de toma de muestras de sangre. Este producto está indicado para que las personas obtengan una muestra de sangre. Consulte el manual del usuario para obtener la información completa acerca de su sistema de control de glucosa en sangre y las instrucciones sobre cómo obtener una lectura de la misma.

El dispositivo de punción de un vistazo (consultar las ilustraciones)

- (A) Selector de ajuste de profundidad
- (B) Ventana indicadora del ajuste de profundidad
- (C) Botón de punción
- (D) Deslizador de activación/liberación
- (E) Portalanccetas
- (F) Tapón del dispositivo de punción
- (G) Tapa de la lanceta
- (H) Lanceta
- (I) Tapón transparente (para pruebas en zonas alternativas)

**Importante:** Este dispositivo de punción debe usarse en una sola persona y no es adecuado para su uso por parte de un profesional sanitario. El uso del mismo dispositivo en varias personas puede conducir a la infección. Busque ayuda de un profesional sanitario si no puede obtener una muestra de sangre.

Uso del dispositivo de punción

- 1. Retirar el tapón del dispositivo de punción (F)**  
Quite el tapón del dispositivo de punción en ángulo.
- 2. Insertar la lanceta (H) en el portalanccetas (E)**  
Inserte una nueva lanceta firmemente en el cilindro azul portalanccetas. (Esto puede activar el dispositivo.)
- 3. Desenrosca la tapa de la lanceta (G)**  
Sujete firmemente en su lugar el dispositivo de punción con una mano, y use su otra mano para desenrosca la tapa de la lanceta.
- 4. Sustituir el tapón del dispositivo de punción (F)**  
Vuelva a colocar el tapón en su lugar hasta que encaje o haga un clic. Tenga cuidado de no tocar la aguja expuesta en la lanceta.
- Nota:** Utilice el tapón oscuro para las pruebas de los dedos o el tapón transparente para las pruebas en zonas alternativas.
- 5. Ajustar la profundidad (A)**  
El dispositivo de punción ofrece 9 ajustes diferentes (incluyendo ajustes medios). El nivel 1 es la menor profundidad y el nivel 5 es la mayor profundidad. Para las pruebas de los dedos, utilice un número menor para la punción. Para las pruebas en zonas alternativas, utilice el tapón transparente (I) que tiene un valor fijo de profundidad.
- 6. Activar el deslizador (D)**  
Tire del deslizador gris hasta que haga clic. (Tiene que haber activado el dispositivo en el paso 2). Ahora está preparado para realizarse una prueba de glucosa en sangre.
- 7. Seleccionar su zona de prueba preferida**
  - a. Punción de su dedo**
    - Sujete el dispositivo de punción (con el tapón oscuro) firmemente frente al lado de la punta de su dedo.
    - Apriete el botón de punción (C).
    - Presione su dedo, en caso necesario, hasta que se forme una gota de sangre.
    - Consulte su manual de usuario para más información acerca de la realización de las pruebas con su sistema de control del glucosa en sangre.
  - b. Punción en zonas alternativas**  
Consulte las instrucciones de uso de las tiras reactivas para obtener más información sobre otras zonas de prueba aparte de la punta de su dedo.

**Advertencia:** Prueba usando sus dedos. No utilice zonas alternativas cuando:  
 • Cree que tiene la glucosa en sangre baja (hipoglucemia) o si sufre hipoglucemia asintomática.  
 • Cree que su glucosa en sangre está cambiando rápidamente.  
 • Los resultados de la zona alternativa no coinciden con la manera en que se siente.  
 • Está dentro de las dos horas después de comer, tomar insulina o hacer ejercicio.  
 • Informe de todos los incidentes graves que se produzcan con el uso de este producto al fabricante y a las autoridades competentes del Estado miembro en que reside.

*(Si su sistema no incluye un tapón transparente y necesita uno, contacte con Atención al Cliente.)*

- Para llevar sangre fresca a la superficie de la zona de la prueba, frotela vigorosamente durante unos pocos segundos hasta que note que se calienta.
- Presione firmemente el dispositivo de punción (con el tapón transparente) contra la zona de prueba.
- Apriete el botón de punción (C). No lo levante.
- Siga sujetando el dispositivo de punción y aumente la presión de forma gradual durante varios segundos hasta que se forme una gota de sangre.
- Levante el dispositivo de punción. Tenga cuidado de no arrastrar la muestra de sangre.

**Nota:** Evite lunares, venas, huesos y tendones. Pueden aparecer moretones en la zona de la prueba. Si esto ocurre, considere seleccionar otra zona.

- 8. Retirar la lanceta**
  - Retire el tapón del dispositivo de punción (F).
  - Pulse el deslizador de liberación (D) hacia abajo para separar la lanceta del dispositivo.
  - La lanceta debe retirarse y desecharse de acuerdo con la normativa local.

Mantenimiento

Utilice alcohol isopropílico o agua con jabón para limpiar el exterior del dispositivo de punción. Si lo desea, retire el tapón, lávelo con agua tibia y enjuáguelo bien. Guarde el dispositivo de punción en el estuche de transporte o en un ambiente limpio y seco.  
**Importante:** No sumerja el cuerpo del dispositivo de punción en agua o en cualquier otro líquido.



Space for Owen Mumford use only



## DEUTSCH

In dieser Anleitung wird nur die Verwendung der FreeStyle Lancing Device II behandelt.

Die FreeStyle Lancing Device II ist für die Verwendung mit FreeStyle Lanzetten oder Thin Lancets bestimmt.

Es wurde entwickelt, um Schmerz an der Fingerbeere zu minimieren und die Einhaltung von Blutentnahmeforderungen zu erleichtern.

Dieses Produkt dient der Verwendung durch Einzelpersonen, um eine Blutprobe zu entnehmen.

Vollständige Informationen über Ihr Blutzucker-Messsystem und eine Anleitung zur Messung Ihres Blutzuckerwerts entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

### Stechhilfe auf einen Blick (siehe Abbildungen)

- |  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| (A) Drehrad für die Einstechtiefe            | (E) Lanzettenhalterung | (I) Transparenter Aufsatz (für alternative Teststellen) |
| (B) Anzeigefenster für die Tiefeneinstellung | (F) Stechhilfenaufsatz |   |
| (C) Auslösetaste                             | (G) Lanzettenschutz    |   |
| (D) Spann-/Freigabeschieber                  | (H) Lanzette           |   |

### Wichtig:

Diese Stechhilfe darf nur von einer Person verwendet werden und eignet sich nicht zum Gebrauch durch medizinisches Fachpersonal. Die Verwendung derselben Stechhilfe bei mehreren Personen kann Infektionen auslösen. Bitten Sie eine medizinische Fachkraft um Unterstützung, wenn Sie keine Blutprobe entnehmen können.

### Verwendung der Stechhilfe

- Entfernen Sie den Stechhilfenaufsatz (F)**

Schräg auf den Aufsatz drücken, sodass er von der Stechhilfe springt.
- Führen Sie die Lanzette (H) in die Lanzettenhalterung (E) ein**

Führen Sie eine neue Lanzette fest in die blaue Öffnung der Lanzettenhalterung ein. (Eventuell wird die Stechhilfe dabei gespannt.)
- Entfernen Sie den Lanzettenschutz (G) mit einer Drehbewegung**

Halten Sie die Stechhilfe mit einer Hand gut fest und drehen Sie den Lanzettenschutz mit der anderen Hand, bis er sich löst.
- Setzen Sie den Stechhilfenaufsatz (F) wieder auf**

Setzen Sie den Aufsatz wieder auf, bis er hörbar einrastet. Achten Sie darauf, die freileggende Nadel der Lanzette nicht zu berühren.

***Hinweis:** Verwenden Sie den dunklen Aufsatz für Tests an den Fingern oder den transparenten Aufsatz für alternative Teststellen.*

### 5. Stellen Sie die Einstechtiefe (A) ein

Die Stechhilfe verfügt über 9 verschiedene Einstellungen (inklusive halbe Einstellungen). Stufe 1 ist die geringste Tiefe, Stufe 5 die tiefste. Verwenden Sie für Tests an den Fingern eine niedrigere Einstellung. Verwenden Sie für Tests an alternativen Stellen den transparenten Aufsatz (I) mit fester Tiefeneinstellung.

### 6. Spannen Sie den Schieber (D)

Ziehen Sie den grauen Schieber zurück, bis ein Klicken zu hören ist. (Eventuell wurde die Stechhilfe bereits in Schritt 2 gespannt.) Sie sind nun bereit zur Durchführung eines Blutzuckertests.

### 7. Wählen Sie die gewünschte Teststelle

#### a. Stechen in die Fingerbeere

- Halten Sie die Stechhilfe (mit dem dunklen Aufsatz) fest seitlich gegen die Fingerspitze.
- Drücken Sie die Auslösetaste (C).
- Drücken Sie den Finger, falls erforderlich, bis sich ein Blutstropfen bildet.
- Weitere Informationen zu Tests mit Ihrem Blutzucker-Messsystem entnehmen Sie bitte Ihrem Benutzerhandbuch.

#### b. Stechen in alternative Teststellen

Weitere Informationen zu anderen Teststellen als der Fingerspitze entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung der Teststreifen.

### Warnung:

Testen Sie an den Fingern. Verwenden Sie in den folgenden Situationen keine alternativen Teststellen:

- Wenn Sie annehmen, dass Ihr Blutzucker zu niedrig ist (Hypoglykämie), oder wenn Sie an einer Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung leiden.
- Wenn Sie annehmen, dass Ihr Blutzucker sich rasch verändert.
- Wenn Ergebnisse von alternativen Teststellen nicht zu Ihrem tatsächlichen Befinden passen.
- Wenn Sie in den letzten zwei Stunden gegessen, Insulin gespritzt oder sich körperlich angestrengt haben.
- Melden Sie alle schweren Vorfälle, die mit der Verwendung dieses Produkts verbunden sind, an den Hersteller und die zuständige Behörde des EU-Mitgliedstaats, in dem Sie wohnen.

*(Falls Ihr System keinen transparenten Aufsatz enthält und Sie einen benötigen, wenden Sie sich an den Kundenservice.)*

- Um frisches Blut an die Oberfläche der Teststelle zu bringen, reiben Sie die Teststelle einige Sekunden lang kräftig, bis sie sich warm anfühlt.
- Drücken Sie die Stechhilfe (mit dem transparenten Aufsatz) fest auf die Teststelle.
- Drücken Sie die Auslösetaste (C). Heben Sie die Stechhilfe nicht an.
- Halten Sie die Stechhilfe weiterhin fest und drücken Sie einige Sekunden lang zunehmend fester, bis sich ein Blutstropfen bildet.
- Heben Sie die Stechhilfe an und achten Sie dabei darauf, die Blutprobe nicht zu verschmieren.

***Hinweis:** Vermeiden Sie Mutterlauge, Venen, Knochen und Sehnen. An der Teststelle kann es zu Blutergüssen kommen. Wenn Blutergüsse auftreten, sollte gegebenenfalls eine andere Einstichstelle gewählt werden.*

### 8. Entfernen Sie die Lanzette

- Nehmen Sie den Stechhilfenaufsatz (F) ab.
- Drücken Sie den Freigabeschieber (D) nach unten, sodass sich die Lanzette aus der Stechhilfe löst.
- Beachten Sie bei der Entfernung und Entsorgung der Lanzette die jeweils geltenden Abfallvorschriften.

### Wartung

Die Außenseite der Stechhilfe kann mit Isopropanol oder Wasser und Seife abgewischt werden. Falls gewünscht, nehmen Sie den Aufsatz ab, waschen Sie ihn mit warmem Wasser und spülen Sie gut nach. Heben Sie die Stechhilfe im Etui oder an einer sauberen und trockenen Stelle auf.

***Wichtig:** Der Korpus der Stechhilfe darf nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.*

# BACK

## NEDERLANDS

Dit naslagwerk toont uitsluitend hoe het FreeStyle Lancing Device II moet worden gebruikt.

Het FreeStyle Lancing Device II is bestemd voor gebruik met FreeStyle-lancetten of Thin Lancets.

Het is ontworpen om de pijn bij de vingerprik te minimaliseren en het naleven van de vereisten voor bloedmonstername te vergemakkelijken.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door personen om een bloedmonster te verkrijgen.

Zie de gebruikershandleiding voor volledige informatie over uw bloedglucosemeetsysteem en instructies over hoe u een bloedglucosewaarde krijgt.

### Het prikapparaat in een oogopslag (zie illustraties)

- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| (A) Draaiknop voor diepte-instelling        | (E) Lancethouder         | (I) Transparante dop (voor alternatieve testplaatsen) |
| (B) Indicatievenster voor diepte-instelling | (F) Dop van prikapparaat |   |
| (C) Aanprikknop                             | (G) Lancetdopje          |   |
| (D) Schuifknop voor spannen/ontspannen      | (H) Lancet               |   |

### Belangrijk:

Dit prikapparaat is uitsluitend voor gebruik bij één persoon en is niet geschikt voor gebruik door een behandelaar. Gebruik van hetzelfde apparaat bij meerdere personen kan tot infectie leiden. Vraag hulp aan een behandelaar als u geen bloedmonster kunt verkrijgen.

### Het prikapparaat gebruiken

- De dop (F) van het prikapparaat verwijderen**

Breek de dop van het prikapparaat schuin af.
- Het lancet (H) in de lancethouder (E) inbrengen**

Breng een nieuw lancet stevig in de blauwe lancethoudercup in. (Het kan zijn dat het apparaat hierdoor wordt dabei gespannt.)
- Het lancetdopje (G) van het lancet afdraaien**

Houd het prikapparaat stevig op zijn plaats met één hand; gebruik uw andere hand om het dopje van het lancet af te draaien.
- De dop (F) van het prikapparaat terugplaatsen**

Plaats de dop terug totdat u deze op zijn plaats hoort klikken. Let erop dat u de blootgelegde naald van het lancet niet aanraakt.

***NB:** Gebruik de donkere dop voor een testplaats op de vinger of de transparante dop voor een alternatieve testplaats.*

### 5. De draaiknop (A) voor de diepte-instelling instellen

Het prikapparaat verschaft 9 verschillende instellingen (inclusief halve instellingen). Niveau 1 is het minst diep; niveau 5 is het diepst. Gebruik een laag cijfer voor het aanprikken van een testplaats op de vinger. Gebruik voor alternatieve testplaatsen de transparante dop (I), die een vaste diepte-instelling heeft.

### 6. De schuifknop (D) spannen

Trek de grijze schuifknop terug totdat u een klik hoort. (Het kan zijn dat u het apparaat reeds hebt gespannen in stap 2.) U bent nu klaar om een bloedglucosetest uit te voeren.

### 7. De testplaats van uw voorkeur kiezen

#### a. Uw vinger aanprikken

- Houd het prikapparaat (met de donkere dop) stevig tegen de zijkant van uw vingertop.
- Druk op de aanprikknop (C).
- Knijp zo nodig in uw vinger totdat een bloeddruppel wordt gevormd.
- Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor nadere informatie over het uitvoeren van tests met uw bloedglucosemeestysteem.

#### b. Alternatieve testplaatsen aanprikken

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de teststrips voor meer informatie over andere testplaatsen dan uw vingertop.

### Waarschuwing:

Test op uw vingers. Gebruik geen alternatieve plaatsen als:

- u denkt dat uw glucosespiegel laag is (hypoglykemie) of als u lijdt aan hypo-unawareness (verminderd hypoglycëe);
- u denkt dat uw bloedglucose snel verandert;
- de resultaten van alternatieve plaatsen niet kloppen met hoe u zich voelt;
- u nog geen twee uur geleden gegeten hebt, insuline hebt toegediend of lichaamsbeweging hebt genomen;
- meld elk ernstig incident dat bij het gebruik van dit apparaat optreedt aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u verblijft.

*(Als er bij uw systeem geen transparante dop is inbegrepen en u er een nodig hebt, neem dan contact op met de klantenservice.)*

- Om vers bloed naar het oppervlak van de testplaats te brengen, wrijft u een paar seconden stevig op de testplaats totdat u voelt dat deze warm wordt.
- Druck het prikapparaat (met de transparante dop) stevig tegen de testplaats aan.
- Druk op de aanprikknop (C). Til het apparaat niet op.
- Blijf het prikapparaat vasthouden en verhoog de druk geleidelijk gedurende enkele seconden totdat een bloeddruppel wordt gevormd.
- Til het prikapparaat op; let erop dat u het bloedmonster niet uitsmeert.

***NB:** Vermijd moedervekken, aders, botten en pezen. De testplaats kan blauwe plekken vertonen. Kies in dit geval een andere plaats.*

### 8. Het lancet verwijderen

- Verwijder de dop (F) van het prikapparaat.
- Duw de schuifknop voor spannen/ontspannen (D) omhoog om het lancet van het apparaat los te maken.
- Het lancet moet worden verwijderd en afgevoerd in overeenstemming met de lokale voorschriften inzake afval.

### Onderhoud

Gebruik isopropylalcohol of water en zeep om de buitenkant van het prikapparaat af te nemen. U kunt desgewenst de dop verwijderen, reinigen in warm water en spoelen. Berg het prikapparaat op in het etui of in een schone, droge omgeving.

***Belangrijk:** Pompel het hoofdgedeelte van het prikapparaat niet onder in water of een andere vloeistof.*

## PORTUGUÊS

Este guia de referência demonstra apenas como utilizar o FreeStyle Lancing Device II.

O FreeStyle Lancing Device II destina-se a ser utilizado com as lancetas FreeStyle ou as Thin Lancets.

Destina-se a minimizar a dor provocada pela punção no dedo para facilitar a conformidade com os requisitos de colheita de amostra de sangue.

Este dispositivo destina-se a ser utilizado por indivíduos para obter uma amostra de sangue.

Consulte o Manual do Utilizador para obter informações completas sobre o seu sistema para monitorização de glicemia e instruções sobre como obter uma leitura de glicemia.

### Vista geral do dispositivo de punção (consulte as ilustrações)

- |  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| (A) Botão de definição de profundidade             | (E) Suporte da lanceta             | (I) Tampa transparente (para testes em locais alternativos) |
| (B) Janela indicadora da definição de profundidade | (F) Tampa do dispositivo de punção |   |
| (C) Botão de punção                                | (G) Cobertura da lanceta           |   |
| (D) Controlo deslizante de armarmento/libertação   | (H) Lanceta                        |   |

### Importante:

Este dispositivo de punção destina-se a utilização em uma única pessoa e não é adequado para utilização por um profissional de saúde. A utilização do mesmo dispositivo em várias pessoas poderá originar infeção. Procure a ajuda de um profissional de saúde se não conseguir obter uma amostra de sangue.

### Utilizar o dispositivo de punção

- Remova a tampa do dispositivo de punção (F)**

Parta a tampa do dispositivo de punção, aplicando força em ângulo.
- Insira a lanceta (H) no suporte da lanceta (E)**

Insira firmemente uma lanceta nova no recetáculo azul do suporte da lanceta. (Isto poderá amarr o dispositivo.)
- Remova a cobertura da lanceta com um movimento de torção (G)**

Segure a lanceta firmemente na respectiva posição com uma mão; utilize a outra mão para remover a cobertura da lanceta com um movimento de torção.
- Recoloque a tampa do dispositivo de punção (F)**

Recoloque a tampa até que encaixe na respectiva posição com um estalido. Tenha cuidado para não tocar na agulha exposta na lanceta.

***Nota:** Utilize a tampa escura para testes nos dedos ou a tampa transparente para locais de teste alternativos.*

### 5. Defina a definição de profundidade (A)

O dispositivo de punção oferece 9 definições diferentes (incluindo definições de metade). O nível 1 corresponde à profundidade mais superficial; o nível 5 corresponde à mais profunda. Em caso de testes nos dedos, utilize um número mais baixo para realizar a punção. Para um local de teste alternativo, utilize a tampa transparente (I) que apresenta uma definição de profundidade fixa.

### 6. Arme o controlo deslizante (D)

Puxe o controlo deslizante cizento para trás até ouvir um estalido. (Á poderá ter armado o dispositivo no passo 2.) Está agora pronto para realizar um teste de glicemia.

### 7. Seleccione o seu local de teste preferencial

#### a. Realizar uma punção no seu dedo

- Segure firmemente o dispositivo de punção (com a tampa escura) contra o lado da ponta do seu dedo.
- Pressione o botão de punção (C).
- Aperte o seu dedo, se necessário, até à formação de uma gota de sangue.
- Consulte o seu Manual do Utilizador para obter mais informações sobre testes com o seu sistema para monitorização de glicemia.

#### b. Realizar uma punção em locais de teste alternativos

Consulte as instruções de utilização da tira de teste para obter mais informações sobre locais de teste para além da ponta do seu dedo.

### Aviso:

- Teste utilizando os seus dedos. Não utilize locais alternativos quando:
  - Pensar que a sua glicemia é baixa (hipoglicemia) ou se sofrer de hipoglicemia assintomática.
  - Pensar que a sua glicemia se está a alterar rapidamente.
  - Os resultados obtidos no local alternativo não corresponderem à forma como se sente.
  - Não tiverem passado duas horas após ter consumido uma refeição, tomado insulina ou feito exercício.
  - Comunique quaisquer incidentes graves resultantes da utilização deste dispositivo ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se encontra.

*(Se o seu sistema não incluir uma tampa transparente e precisar de uma, contacte o Apoio ao Cliente.)*

- Para fazer com que o sangue fresco venha à superfície do local de teste, esfregue o local de teste vigorosamente por alguns segundos até o sentir aquecer.
- Pressione firmemente o dispositivo de punção (com a tampa transparente) contra o local de teste.
- Pressione o botão de punção (C). Não levante.
- Continue a segurar o dispositivo de punção e aumente gradualmente a pressão durante vários segundos até à formação de uma gota de sangue.
- Levante o dispositivo de punção; tenha cuidado para não espalhar a gota de sangue.

- Evite veniugas, veias, ossos e tendões. Podem ocorrer contusões no local de teste; se ocorrerem contusões, considere seleccionar outro local.

### 8. Remover a lanceta

- Remova a tampa do dispositivo de punção (F).
- Empurre o controlo deslizante de libertação (D) para baixo, para separar a lanceta do dispositivo.
- A lanceta deve ser removida e eliminada de acordo com os regulamentos locais para resíduos.

### Manutenção

Utilize álcool isopropílico ou sabão e água para limpar o exterior do dispositivo de punção. Se desejar, remova a tampa, lave-a em água quente e enagüe-a bem. Conserve o dispositivo de punção no estajo de transporte ou num ambiente limpo e seco.

***Importante:** Não submerja o corpo do dispositivo de punção em água nem em qualquer outro líquido.*

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Abbott Diabetes Care
Rua Michigan, 735
Cidade Monções
04566-905 São Paulo, SP, Brasil
CNPJ: 56.998.701.0001-16
Responsável Técnico: Luciana Maldonado Lima
0800-703.0128
CIF-SP 63.548
RMS: 80146509044

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αυτός ο οδηγός αναφοράς υποδεικνύει τον τρόπο χρήσης μόνο του FreeStyle Lancing Device II. Το FreeStyle Lancing Device II προορίζεται για χρήση μόνο με FreeStyle Lancets ή Thin Lancets.

Είναι σχεδιασμένη ώστε να εξακριβώνει τον πύνο κατά τη χρήση στικ δακτύλιου για να διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές λήψης δείγματος αίματος.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα για τη λήψη δείγματος αίματος.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης αίματος που διαθέτετε και για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ένδειξης γλυκόζης αίματος.

### Το στυλό τρυπήματος συνοπτικά (ανατρέξτε στις εικόνες)

- |   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| (A) Περιστροφικό ρυθμιστικό βάθους              | (E) Υποδοχέας βελόνας       | (I) Διάφανο καπάκι (για μέτρηση από εναλλακτικά σημεία) |
| (B) Παράθυρο δείκτη ρύθμισης βάθους             | (F) Καπάκι στυλό τρυπήματος |   |
| (C) Πληκτρο τρυπήματος                          | (G) Καλύμμα βελόνα          |   |
| (D) Συρόμενο ρυθμιστικό οπλισμού/ απελευθέρωσης | (H) Βελόνα                  |   |

### Σημαντικά:

Αυτό το στυλό τρυπήματος προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο και δεν είναι κατάλληλο για χρήση από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η χρήση της ίδιας συσκευής σε πολλά άτομα ενδέχεται να προκαλέσει λοίμωξη. Ζητήστε βοήθεια από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη δείγματος αίματος.

### Χρήση του στυλό τρυπήματος

- Αφαίρεστε το καπάκι του στυλό τρυπήματος (F)**

Σπαστε το καπάκι του στυλό τρυπήματος από γωνία.
  - Εισαγάγετε τη βελόνα (H) στον υποδοχέα της βελόνας (E)**

Εισαγάγετε μια νέα βελόνα σταθερά στο μηλκαπάκι του υποδοχέα της βελόνας. (Αυτή η ενέργεια μπορεί να οπλιός τη συσκευή.)
  - Περιστρέψτε το καλύμμα της βελόνας για να το αφαιρέσετε (G)**

Κρατήστε το στυλό τρυπήματος σταθερά στη θέσηπου με το ένα χέρι. Χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να περιστρέψετε και να αφαιρέσετε το καλύμμα της βελόνας.
  - Επανατοποθετήστε το καπάκι του στυλό τρυπήματος (F)**

Επανατοποθετήστε το καπάκι έως ότου κοιμωώσε με ένα «κλικ» στη θέση του. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε την εκτεθειμένη οπίδα της βελόνας.
- Σημείωση:** Χρησιμοποιήστε το ακούρο καπάκι για μέτρηση από δάκτυλο ή το διάφανο καπάκι για εναλλακτικά σημεία δειγματοληψίας.*
- Ορίστε τη ρύθμιση βάθους (A)**

Το στυλό τρυπήματος προσφέρει 9 διαφορετικές ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένων ημίσεων ρυθμίσεων). Το επίπεδο 1 είναι αυτό με το πιο μικρό βάθος. Το επίπεδο 5 είναι αυτό με το πιο μεγάλο βάθος. Για μέτρηση από το δάκτυλο, χρησιμοποιήστε μικρότερο αριθμό για το τρύπημα. Για μέτρηση από εναλλακτικά σημεία, χρησιμοποιήστε το διάφανο καπάκι (I) το οποίο έχει ρύθμιση σταθερού βάθους.
  - Οπλίστε το συρόμενο ρυθμιστικό (D)**

Τραβήξτε προς τα πίσω το γκρι συρόμενο ρυθμιστικό μέχρι να κοιμωώσε με ένα «κλικ». (Ενδέχεται να έχετε ήδη οπλιός τη συσκευή στο βήμα 2.) Τώρα μπορείτε να εκτελέσετε μια μέτρηση γλυκόζης αίματος.
  - Επιλέξτε το σημείο δειγματοληψίας που προτιμάτε**

#### a. Τρύπημα του δακτύλιου σας

- Κρατήστε το στυλό τρυπήματος (με το ακούρο καπάκι) σταθερά επάνω στο πλευρικό τμήμα της άκρης του δακτύλιου σας.
- Πιέστε το πληκτρο τρυπήματος (C).
- Πιέστε το δάκτυλό σας, εάν χρειάζεται, μέχρι να σχηματιστεί μια σταγόνα αίματος.
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση με το σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης αίματος που διαθέτετε.

#### β. Τρύπημα εναλλακτικών σημείων δειγματοληψίας

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ταινιών μέτρησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σημεία δειγματοληψίας εκτός από την άκρη του δακτύλιου σας.

### Προειδοποίηση:

**Πραγματοποιήστε μέτρηση με χρήση των δακτύλων σας. Μη χρησιμοποιείτε εναλλακτικά σημεία όταν:**

- Νομίζετε ότι η γλυκόζη σας είναι χαμηλή (υπογλυκαιμία) ή υποφέρετε από απουσία προειδοποιητικών συμπτωμάτων υπογλυκαιμίας.
- Νομίζετε ότι η γλυκόζη αίματός σας αλλάζει ταχέως.
- Τα αποτελέσματα από εναλλακτικά σημεία δεν ταιριάζουν με αυτό που αισθάνεστε.
- Βρίσκεστε εντός δύο ωρών μετά από λήψη ενέσιμου, λήψη ινσουλίνης ή άσκησης.
- Αναφέρετε τυχόν σοβαρά περιστατικά που προκύπτουν με τη χρήση αυτής της συσκευής στην Κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου βρίσκεστε.

*(Εάν το σύστημά σας δεν περιλαμβάνει διάφανο καπάκι και χρειάζεστε ένα, επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών.)*

- Για να φέρετε φρέσκο αίμα στο σημείο δειγματοληψίας, τριπίτε δυνατά το σημείο δειγματοληψίας για λίγα δευτερόλεπτα έως ότου το νοιώσετε να ζεσταίνεται.
- Πιέστε το στυλό τρυπήματος (με το διάφανο καπάκι) σταθερά επάνω στο σημείο δειγματοληψίας.
- Πιτήστε το πληκτρο τρυπήματος (C). Μην το ανασφώνετε.
- Συνεχίστε να κρατάτε το στυλό τρυπήματος και σταδιακά αυξήστε την πίεση για αρκετά δευτερόλεπτα, μέχρι να σχηματιστεί μια σταγόνα αίματος.
- Ανασηκώστε το στυλό τρυπήματος. Προσέξτε να μην απλώσετε το δείγμα αίματος.

***Σημείωση:** Αποφύγετε τους σπλήνους, τις φλέβες, το οστό και τους τένοντες. Μπορεί να εμφανιστεί μωλωπισμός στο σημείο δειγματοληψίας. Εάν εμφανιστεί μωλωπισμός, εξετίστε το ενδεχόμενο επιλογής άλλου σημείου.*

### 8. Αφαίρεση της βελόνας

- Αφαίρεστε το καπάκι του στυλό τρυπήματος (F).
- Πιέστε το συρόμενο ρυθμιστικό απελευθέρωσης (D) προς τα κάτω για να απουινώσετε τη βελόνα από τη συσκευή.
- Η βελόνα θα πρέπει να αφαιρείται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς περί αποβλήτων.

### Συντήρηση

Χρησιμοποιήστε ισοπροπανλική αλκοόλη ή σαπούνι και νερό για να αουκισμένη τη ζευτερική επιφάνεια του στυλό τρυπήματος. Εάν επιθυμάτε, αφαιρέστε το καπάκι, πλύντε το με ζεστό νερό και ξεβγάλετε το καλά. Φυλάξτε το στυλό τρυπήματος σε θήκη μεταφοράς ή σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον.

***Σημαντικό:** Μη βυθίζετε το σώμα του στυλό τρυπήματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.*

## SRPSKI

U ovom referentnom vodiču je prikazano samo kako se koristi FreeStyle Lancing Device II.

FreeStyle Lancing Device II namenjen je za upotrebu sa FreeStyle lancetama ili Thin Lancets.

Napravljeno je tako da izaziva minimalan bol pri ubodu u prst radi usaglašavanja sa zahtevima za uzimanje uzoraka krvi.

Ovaj proizvod je namenjen za samostalnu upotrebu za uzimanje uzorka krvi.

Za kompletne informacije o vašem sistemu za praćenje nivoa glukoze u krvi i uputstvima o tome kako da dobijete vrednost glukoze u krvi pogledajte Korisničko uputstvo.

### Kratak prikaz lancetara (pogledajte slike)

- |                                       |                     |  |
|---------------------------------------|---------------------|--|
| (A) Brojčnik za podešavanje dubine    | (E) Držać lanceta   | (I) Providan poklopac (za alternativna mesta testiranja) |
| (B) Parafuburo δείκτη ρύθμισης βάθους | (F) Poklopac lancet |  |