

Caractéristiques	Détails
Elektroden	- FreeStyle Precision-elektroden voor de bloedsuiker - FreeStyle β -Ketones-elektroden voor de ketonemie
Enzymtechnologie	Electrochimie GDH-NAD-PQ
IJking	Neen
ISO 15197: 2013 conform	Ja*
Nauwkeurigheid in het bereik van +/- 15 mg/dl of 15% indien bloedglucosewaarde < 100 mg/dl	100%
Nauwkeurigheid in het bereik van +/- 15 mg/dl of 15% indien bloedglucosewaarde > of = 100 mg/dl	99%
Medicamenteuze en metabole interferenties	Neen
Interferentie met zuurstof	Neen
Interferenties met suikers en glucosaminen	Xylose
Volumesensor	Ja
Bloedvolume	0,6 μ l
Depotmethode	Extremiteit/boven
Re-applicatie	Ja, 5 sec. met FreeStyle Precision-elektroden en 30 sec. met FreeStyle β -Ketones-elektroden
Vervaldatum	Bruikbaar tot de laatste dag van de maand die vermeld staat op de elektrodenflacon
Verpakking	Individueel verpakt
Houdbaarheid van de elektroden	24 maanden geldig
Alternatieve plaatsen	Ja
Soort bloed	Capillair
Ketonemie	Meet in 10 sec 1,5 μ l bloed Leesbereik: 0 - 8 mmol/l
Leesbereik	20 - 500 mg/dl
Hematocriet	30 – 60%
Gebruikstemperatuur	10 - 50 °C
Hoogte	3048m
Specificiteiten van de bloedsuikermeters	####
Programmeerbare alarmen	Neen
Waarden in geheugen	1000 waarden
Automatische start	Ja
Achtergrondverlichting	Neen
Geluidssignaal	Neen
Programmatie bloedglucosedoelwaarden	Ja
Gemiddelde bloedglucosewaarden	7, 14 & 30 dagen
Duur van de test	5 sec.
Automatische stop	1 min.
Soort batterij	2 batterijen CR2032
Levensduur van de batterijen	3000 tests
Resultaat van de meting	mg/dl glykemie mmol/l ketonemie
Zelfprikker	Freestyle (nieuw)
Gemakkelijk en comfortabel gebruik	Ja
Minimale pijnperceptie	Ja
Mogelijkheid om te regelen in verschillende standen	5 niveaus
Vlotte vervanging van het lancet	Ejecteerbaar lancet
Veiligheid met minimale kansen om zich te prikken tijdens het vervangen van de lancetten	Ja
Software	FreeStyle AutoAssist Neo
Continuïteit van het aanbod op de lange termijn	Abbott heeft zijn eigen O&O-afdeling en produceert zijn eigen bloedglucosemeters en elektroden. Zo kan Abbott een aanbod garanderen op de lange termijn..